

## LINEE GUIDA PER IL CORRETTO INVIO DEI CAMPIONI

ACCERTAMENTO	QUANTITÀ MATERIALE	PROVETTE
<b>SIERO</b> (centrifugato a 1600 rpm x 10 minuti)		
BIOCHIMICO CLINICO	almeno 500 µl ( ≥ 0,5 ml)	
ELETTROFORESI	60 -100 µl (≥ 0,5 ml)	
IFI Leishmania-Rickettsia-Ehrlichia	50 -100 µl (≥0,5 ml)	
ELETTROLITI EMATICI	500-600 µl (≥0,5 ml)	
Profilo generale A e B	Almeno 1-1,5 ml:	
- BIOCHIMICO	- 500 µl (≥0,5 ml)	
- ELETTROFORESI	- 60 - 100 µl (≥0,5 ml)	
- ELETTROLITI	- 500 - 600 µl (≥0,5 ml)	
<b>URINE</b>		
URINE completo	almeno 3-4 ml di urine	
<b>SANGUE intero (KEDTA)</b>		
EMOCROMO	2000 µl (≥ 2 ml)	Possibilmente provetta grande da 3 ml con KEDTA
PCR su sangue	150 µl (≥0,15 ml) possibilmente di più	
<p><b>NB</b> Se vengono richiesti più pacchetti per cui risultano Emocromo ed altri accertamenti (ex. PCR) su sangue (in KEDTA), <b>non è prevista</b> la divisione del campione in due aliquote. E' infatti necessario che i Clienti inviino due provette distinte. Ciò a garanzia dei risultati analitici e soprattutto della salute del paziente.</p> <p><b><u>Solo in casi eccezionali</u></b> (concordati e valutati dalla sede accettante) ad es. se si tratta di gatti, cani di piccola taglia oppure condizioni patologiche per cui produrre due provette di sangue risulta indaginoso, si può inviare un'unica provetta, (si ribadisce solo in casi eccezionali e comunque concordato con l'operatore dell'accettazione).</p>		
<b>PLASMA: sangue in sodio citrato al 3,2%</b>		
COAGULATIVO	≥500 µl (≥0,5 ml) centrifugate	
<b>TAMPONI PER BIOLOGIA MOLECOLARE:</b>		
<p>Tamponi rettali, faringei, oculo-congiuntivali, cervico-uterino devono essere mandati senza terreno di trasporto.</p> <p>A causa della deperibilità del materiale, se provenienti da sedi lontane rispetto a IZS Teramo (che non siano ad es. Teramo e provincia oppure Pescara e provincia) i tamponi devono essere addizionati con 3-4 ml di fisiologica sterile (la soluzione deve semplicemente ricoprire l'estremità del tampone su cui si trova il materiale da esaminare).</p>		
<b>ASPIRATO MIDOLLARE E LINFONODALE</b>		
<p>Ricerca Amastigote Leishmania: e' preferibile che vengano mandati in IZS&amp;AM direttamente i vetrini preparati in ambulatorio.</p>		